



DC-UIBC-CAL

No. de Catálogo: SE-090

VALORES ASIGNADOS

Lote 27508

REACTIVO UIBC-SL DE DCL		
No. de Catálogo: 153-10/30/50/90		
Método: Ferene® (1,2,3)		
	µg/dL	µmol/L
*AU640/AU5000/5200/5400™	270	48.4
**Hitachi™	270	48.4
***Cobas Mira™	262	46.9
Beckman SYNCHRON® Systems	270	48.4

* AU640/AU5000/5200/5400 es una marca registrada de Olympus America Inc.

** Hitachi es una marca registrada de Roche Diagnostics.

*** Mira es una marca registrada de Roche Diagnostics.

SYNCHRON es una marca registrada de Beckman Coulter Inc.